



Maßanfertigung:  Tragehilfe Vorderlauf  Schulterweste

Name: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Straße / Hausnr.: \_\_\_\_\_ PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Land: \_\_\_\_\_ e-Mail: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ Mobil: \_\_\_\_\_


Name Patient: \_\_\_\_\_ 

M	W

 Rasse: \_\_\_\_\_

Alter: \_\_\_\_\_ Gewicht/kg: \_\_\_\_\_ **Express-Anfertigung möglich - Auf Anfrage.**

Messen Sie alle Maße am aufrecht stehenden Hund. Tragen Sie Ihre ermittelten Messergebnisse in die dafür vorgesehenen leeren Felder ein (auf +/- 1cm genau).



Messen Sie stehend den Abstand Ihrer Tragehand zum Rücken des ebenfalls stehenden Tieres und tragen Sie diesen Wert links ein.

\*Nur bei Tragehilfe

Bemerkung/Zusatz:

Ziehen Sie das Maßband beim Ausmessen der Umfangmaße GUT an. Soweit, bis das Fell unter dem Maßband zusammen-gedrückt ist. Ruhig etwas fester als zu locker.

Ca. 4-10 cm hinter den Vorderläufen.  
Je nach Größe des Tieres:  
z.B. Dackel=4cm, DSH=8cm, Dogge=10cm

**ALLE MASSE MÜSSEN AM AUFRECHT STEHENDEN TIER GEMESSEN WERDEN!**

Bitte beachten Sie: Die Fertigung Ihres Auftrages kann erst dann erfolgen, wenn Sie dieses Maßblatt ausgefüllt an uns zurück gesendet haben und ein Zahlungseingang für den Auftrag (Vorkasse / PayPal) durch uns festgestellt wurde.



**Unterschrift des Maßnehmenden zur Richtigkeit der Angaben.**

Achten Sie unbedingt auf EXAKTE Maße, messen Sie um sicher zu gehen ein zweites Mal. Bei Messfehlern wird keine Haftung durch DIETER PFAFF TIERORTHOPÄDIE übernommen.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter [www.pfaff-tier.de](http://www.pfaff-tier.de)  
Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter [www.pfaff-tier.de](http://www.pfaff-tier.de)